

HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYON RULOSU (TYVEK)

- ✦ Hidrojen peroksit paketleme rulosunun geçirgen tarafı %100 yüksek yoğunluklu polietilenden, şeffaf kısmı ise polyester ve polietilen filminden oluşmalıdır.
- ✦ Hidrojen peroksit paketleme rulosu su geçirmemelidir.
- ✦ Hidrojen peroksit paketleme rulosunun ağırlığı en az 60 gr/m² 'olmalıdır.
- ✦ Kenarlarında güvenlik için en az üç kapatma bariyeri bulunmalı, kapatma alanları en az 6mm olmalıdır. İki kapatma bariyeri arasında güvenlik kanalı bulunmalıdır.
- ✦ Sterilizasyon sırasında bariyer dayanımı en üst seviyede olmalı, film tabakada yapışıklık ve deformasyon olmamalı, bunun yanı sıra paket kolay açılabilmesi ve açarken partikül bırakmamalı, bu sayede paket açılması esnasında tozlanmadan doğabilecek kontaminasyonu en aza indirmelidir.
- ✦ Poşet sterilizasyon işlemi esnasında steril malzemeye yapışmamalıdır
- ✦ Ruloların üzerinde lot numarası, ebat, kalite ve güvenlik işareti, açılma yönü olmalıdır.
- ✦ Normal oda şartlarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
- ✦ Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- ✦ Gaz indikatörleri, kağıt ile film arasında kenarda olmalı, yerleşimleri asıl sterilizasyon bölgesinin dışında kalmalıdır.
- ✦ Ruloların enicm boyu 70mt uzunluğunda olmalıdır.