

YIKAMA TEST İNDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✦ Yıkama indikatörü ultrasonik yıkayıcı dezenfektör yıkama makinaları performans değerlendirme ve uygulamalarına uygun olmalıdır.
- ✦ Yıkama İndikatörü şeffaf cam frame (zorlaştırılmış test) ve çelik indikatör olmalıdır.
- ✦ Yıkama indikatöründeki şeffaf cam frame içindeki çelik indikatör insan kanı simülasyonuna eşdeğerde kan lekesi içermelidir.
- ✦ Yıkama indikatörü 1mm ve 3mm aralığındaki ince lümenli aletler/endoskoplarda deterjan/suyun geçişini ve zorlaştırmayı sağlayan çelik indikatör ile şeffaf frame kaplama arasındaki aç 1mm ile 3mm arasında olmalıdır.
- ✦ Yıkama indikatöründeki şeffaf cam frame içindeki çelik indikatörün boyu 45mm, eni 15mm ve kalınlığı 0.8 mikron olmalıdır.
- ✦ Yıkama indikatöründeki zorlaştırmayı sağlayan şeffaf cam frame yıkama makinasındaki sepete takılabilmesi için çapraz yelpaze klips olmalıdır.
- ✦ Yıkama indikatörlerinin her biri ayrı ayrı alüminyum folyo ambalajlı olmalıdır.
- ✦ Ürün transparan görsel sonuç gösterebilmeli, gözlemsel değerlendirmeyi sağlayabilmelidir.
- ✦ Iso 15883-1 ve 15883-5 yıkayıcı dezenfektörlerin rutin kontrolü için gerekli şartları yerine getirmiş olduğu üretici tarafından belgelenecektir.
- ✦ Üretici firma Iso9001 ve Iso13485 belgelerini ihaleye dosyasına sunmalıdır.